

MASQUES BARRIÈRES AVEC ELASTIQUES - AFNOR SPEC S76-001 *1

RÉUTILISABLES - 3 COUCHES - 30 LAVAGES - CERTIFIÉS UNS 1 ET UNS 2

HOMOLOGUÉS IFTH : 2020-06-05-056-30

Maintien optimal



MASQUES BARRIÈRES BLANCS AVEC ELASTIQUES

Les masques sont composés de trois couches « SOFT TOUCH » :



- Couche 1: Tissu chaîne et trame, 20% coton 80% polyester avec traitement déperlant.
- Couche 2: Tricot 100% polyester.
- Couche 3: Tricot 100% coton avec traitement anti-bactérien.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90%

--> **Modele A : 99%**

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96L/m².s-1 pour une dépression de 100 Pa

--> **Modele A : 163 Pa**

Conditionnement :

- Emballage individuel par polybag plastique
- Conditionné par paquet de 100 pcs + notice d'utilisation
- Carton de 300 masques



LES AVANTAGES DE NOS MASQUES BARRIÈRES :

RÉUTILISABLES & LAVABLES



Lavables 30 fois et réutilisables, ils sont une alternative aux masques à usage unique et contribuent au 0 déchets.



PRATIQUES & ERGONOMIQUES

La forme 3 plis permet un meilleur confort et une meilleure ergonomie pour l'utilisateur.



Ce produit est approuvé par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement, 30 lavages, sous le numéro de rapport : 2020-06-05-056-30

COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE ?

1



Se laver les mains à l'eau et au savon avant le port du masque.

2



S'assurer que le masque ait bien été lavé au préalable.

3



Placer le masque barrière sur le visage.

4



Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles.

5



Abaisser le masque sous le menton. Vérifier qu'il le couvre bien.

6



Vérifier que le masque soit correctement mis en place.

COMMENT RETIRER, LAVER ET SÉCHER SON MASQUE ?

Afin de ne pas être contaminé lors du retrait du masque, ôtez le masque via les liens élastiques, sans toucher la partie avant du masque, potentiellement contaminée. Lavez-vous ensuite les mains avec du savon.



3/4 heures

Ce masque doit être changé toutes les 3-4 heures.



Munissez-vous de gants pour manipuler les masques souillés pour les déposer dans la machine à laver.



Lavage obligatoire avant la première utilisation et ce entre chaque utilisation.



Séchage mécanique : pas de sèche-linge, ni de repassage, ni de blanchiment.



30 mn

Nécessité de lavage à 60°C pendant 30 mn.



x 30

30 lavages maximum.

*1 QU'EST-CE QU'UN MASQUE BARRIÈRE AFNOR SPEC S76-001 ?

L'AFNOR est l'Association française de normalisation (AFNOR). Elle a pour mission de fixer « les standards en matière de qualité, de sécurité ou de performance pour tous les produits, services ou les pratiques qui nous entourent ». Ce masque a été confectionné selon sa réglementation.

Le dispositif « MASQUE BARRIÈRE » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Ce masque est à destination du grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique. Le masque barrière n'exonère pas de l'application des gestes barrières ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales.

▲ Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants du type FFP2 et les masques à usage médical ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants types FFP2).

MASQUES BARRIÈRES AVEC ELASTIQUES - AFNOR SPEC S76-001 *1
RÉUTILISABLES - 3 COUCHES - 30 LAVAGES - CERTIFIÉS UNS 1 ET UNS 2
HOMOLOGUÉS IFTH : 2020-08-18-007-30

Taille adulte
&
enfant



MASQUES BARRIÈRES BLANCS AVEC ELASTIQUES

Les masques sont composés de trois couches « SOFT TOUCH » :



- Couche 1 : Tissu en toile 100% polyester blanc avec traitement déperlant - 70g/m².
- Couche 2 : Tissu en toile 100% polyester blanc - 100g/m²
- Couche 3 : Tissu en jersey 100% coton blanc - 144g/m²

Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90%

--> **Modele B : 100%**

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96L/m².s-1 pour une dépression de 100 Pa

--> **Modele B : 177 Pa**

Conditionnement :

- Emballage individuel par polybag plastique
- Conditionné par paquet de 100 pcs + notice d'utilisation
- Carton de 300 masques



LES AVANTAGES DE NOS MASQUES BARRIÈRES :

RÉUTILISABLES & LAVABLES



Lavables 30 fois et réutilisables, ils sont une alternative aux masques à usage unique et contribuent au 0 déchets.



PRATIQUES & ERGONOMIQUES

La forme 3 plis permet un meilleur confort et une meilleure ergonomie pour l'utilisateur.



Ce produit est approuvé par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement, 30 lavages, sous le numéro de rapport : 2020-08-18-007-30

COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE ?

1



Se laver les mains à l'eau et au savon avant le port du masque.

2



S'assurer que le masque ait bien été lavé au préalable.

3



Placer le masque barrière sur le visage.

4



Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles.

5



Abaisser le masque sous le menton. Vérifier qu'il le couvre bien.

6



Vérifier que le masque soit correctement mis en place.

COMMENT RETIRER, LAVER ET SÉCHER SON MASQUE ?

Afin de ne pas être contaminé lors du retrait du masque, ôtez le masque via les liens élastiques, sans toucher la partie avant du masque, potentiellement contaminée. Lavez-vous ensuite les mains avec du savon.



3/4 heures

Ce masque doit être changé toutes les 3-4 heures.



Munissez-vous de gants pour manipuler les masques souillés pour les déposer dans la machine à laver.



Lavage obligatoire avant la première utilisation et ce entre chaque utilisation.



Séchage mécanique : pas de sèche-linge, ni de repassage, ni de blanchiment.



30 mn

Nécessité de lavage à 60°C pendant 30 mn.



x 30

30 lavages maximum.

*1 QU'EST-CE QU'UN MASQUE BARRIÈRE AFNOR SPEC S76-001 ?

L'AFNOR est l'Association française de normalisation (AFNOR). Elle a pour mission de fixer « les standards en matière de qualité, de sécurité ou de performance pour tous les produits, services ou les pratiques qui nous entourent ». Ce masque a été confectionné selon sa réglementation.

Le dispositif « MASQUE BARRIÈRE » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Ce masque est à destination du grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique. Le masque barrière n'exonère pas de l'application des gestes barrières ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales.

▲ Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants du type FFP2 et les masques à usage médical ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants types FFP2).